

Neustart Kartenlesegerät ORGA 6141

Ein- und Ausschalten des Gerätes ORGA 6141

Wenn das ORGA 6141 online über den USB-B Eingang oder das Steckernetzteil mit Spannung versorgt wird, schaltet es sich automatisch ein. Es schaltet sich bei anliegender Spannungsversorgung nicht wieder automatisch aus. Jedoch wird der PIN-geschützte Bereich 30 Sekunden nach der letzten Aktion des Benutzers verschlossen und es wird wieder automatisch der Ruhebildschirm angezeigt.

Erst beim Wegfall der externen Spannungsversorgung (z. B. Stecker ziehen oder Herunterfahren des PCs) schaltet das Gerät aus.

1. Sie können das Gerät manuell ausschalten, indem Sie im Ruhebildschirm ca. 3 Sekunden die **STOP-Taste drücken.**



2. Durch Drücken der grünen **OK-Taste (für ca. 3 Sekunden) schalten Sie das ORGA 6141 wieder an.**

3. Bitte geben Sie nach dem Neustart erneut den PIN-Code für Ihre SMCB-Karte ein. Die Eingabe des SMCB-Pins erfolgt in CGM MEDISTAR wie folgt:

